

NO Sett inn fire alkaliske AA-batterier i batterirommet på baksiden av AED Trainer 3.

SV Sätt i fyra alkaliska AA-batterier i batterifacket på baksidan av AED Trainer 3.





DA Læg fire AA alkalinebatterier i batterirummet på bagsiden af AED Trainer 3.





FI Aseta neljä AA-kokoista alkaliparistoa AED Trainer 3 takaosassa olevaan paristolokeroon.





NL Plaats vier alkalinebatterijen type AA in het batterijcompartiment aan de achterkant van de AED Trainer 3.





PL Włóż cztery baterie alkaliczne AA do komory baterii z tyłu urządzenia AED Trainer 3.











  Trykk på begge knappene, og hold dem inne i 6 sekunder. Slipp begge knappene, og trykk deretter på knappen  for å bla gjennom listen over språk til ditt språk angis. Slå av AED Trainer 3 ved å trykke på knappen  for å lagre språkvalget. Språket vil være aktivt neste gang du slår på AED Trainer 3.


  Tryck in båda knapparna och håll dem nedtryckta i 6 sekunder. Släpp båda knapparna och tryck sedan på -knappen för att bläddra igenom listan med språk tills önskat språk meddelas. Om du vill spara ett språkval stänger du av AED Trainer 3 genom att trycka på -knappen. Språket är aktivt nästa gång du sätter på AED Trainer 3.

  Tryk på begge knapper og hold dem nede i 6 sekunder. Slip begge knapper, og tryk derefter på  for at rulle gennem listen over sprog, indtil det ønskede sprog bliver vist. For at gemme det valgte sprog skal du slukke for AED Trainer 3 ved at trykke på . Sproget vil være aktivt næste gang, du tænder for AED Trainer 3.

  Pidä molempia painikkeita painettuna 6 sekuntia. Vapauta molemmat painikkeet ja selaa sitten kielilistaa painamalla painiketta , kunnes haluttu kieli tulee näkyviin. Tallenna kielivalinta katkaisemalla AED Trainer 3 virta painamalla painiketta . Kieli on käytössä, kun seuraavan kerran kytket AED Trainer 3 virran.

  Houd de knoppen 6 seconden lang ingedrukt. Laat beide knoppen los en druk dan op de -knop om te scrollen door de lijst met talen, totdat de juiste taal wordt weergegeven. Om de geselecteerde taal op te slaan, schakelt u de AED Trainer 3 uit door op de -knop te drukken. De volgende keer dat u de AED Trainer 3 inschakelt, is de taal actief.

  Naciśnij oba przyciski i przytrzymaj je przez 6 sekund. Zwolnij oba przyciski, a potem naciśnij przycisk , by przewijać listę języków, aż zostanie podany wybrany język. Aby zapisać wybór języka, wyłącz urządzenie AED Trainer 3, naciskając przycisk . Po następnym włączeniu urządzenia AED Trainer 3 wybrany język będzie aktywny.



Sett på klistremerket "BARETIL OPPLÆRINGSBRUK" for det valgte språket.


Sätt på etiketten "ENDAST FÖR UTBILDNING" för det valda språket.

Påsæt mærkaten med "KUNTIL TRÆNING" på det valgte sprog.

Liimaa laitteeseen valitun kielen "VAIN HARJOITTELUUN" -tarra.

Breng de 'ALLEEN VOOR TRAINING'-sticker in de juiste taal aan.

Przyklej naklejkę 'TYLKO DO SZKOLENIA' dla wybranego języka.



Sett kontakten for Training Pads øvelseselektroder inn i kontaktporten foran på AED Trainer 3. Klargjør dukken for å bekrefte riktig elektrodeplassering. Nå er du klar til å starte med opplæringen.


Anslut Training Pads övningselektroder till anslutningsporten på framsidan av AED Trainer 3. Förbered dockan så att den godkänner elektrodplaceringar på lämpligt sätt. Nu kan du påbörja övningen.




Sæt Training Pads elektrodekonnektoren i konnektorporten på forsiden af AED Trainer 3. Klargør dukken til at acceptere elektrodeplacering som ønsket. Du er nu klar til at starte træningen.




Liitä harjoitteluelektrodien liitin AED Trainer 3:n etuosassa olevaan elektrodien liitäntäporttiin. Valmistelee nukke elektrodien asianmukaiseen kiinnittämiseen. Nyt voit aloittaa harjoittelun.




Steek de stekker van trainingselektroden in de connectorpoort aan de voorkant van de AED Trainer 3. Maak de oefenpop gereed zodat de juiste plaatsing van de elektroden wordt geaccepteerd. U kunt nu met de training beginnen.




Włóż wtyczkę elektrod Training Pads do gniazda z przodu urządzenia AED Trainer 3. Przygotuj odpowiednio manekin do przyklejenia na nim elektrod. Teraz można rozpocząć szkolenie.









Hvis du vil velge et annet scenario, trykker du på knappen  og holder den inne i 6 sekunder. Trykk på  som anviset for å bla gjennom scenarioene til ønsket scenario angis. Slå av AED Trainer 3 ved å trykke på knappen  for å lagre det valgte scenarioet. Scenarioet vil være aktivt neste gang du slår på AED Trainer 3.


För att välja ett nytt scenario trycker du på -knappen och håller den intryckt under 6 sekunder. Tryck på  enligt anvisningen för att bläddra genom scenarierna tills önskat scenario meddelas. Om du vill spara det valda scenariot stänger du av AED Trainer 3 genom att trycka på -knappen. Scenariot är aktivt nästa gång du sätter på AED Trainer 3.

For at vælge et andet scenarie skal du trykke på  og holde den nede i 6 sekunder. Tryk på  som anviset for at rulle gennem scenarierne, indtil det ønskede scenarie bliver vist. For at gemme det valgte scenarie skal du slukke for AED Trainer 3 ved at trykke på . Scenariet vil være aktivt næste gang, du tænder for AED Trainer 3.

Valitse eri tilanne pitämällä painiketta  painettuna 6 sekuntia. Selaa tilanteita ohjeiden mukaisesti painamalla painiketta , kunnes haluttu tilanne tulee näkyviin. Tallenna tilannevalinta katkaisemalla AED Trainer 3 virta painamalla painiketta . Tilanne on käytössä, kun seuraavan kerran kytket AED Trainer 3 virran.

Om een ander scenario te selecteren, houdt u de -knop 6 seconden lang ingedrukt. Druk op  zoals aangegeven om door de scenario's te scrollen totdat het gewenste scenario wordt weergegeven. Om het geselecteerde scenario op te slaan, schakelt u de AED Trainer 3 uit door op de -knop te drukken. De volgende keer dat u de AED Trainer 3 inschakelt, is het scenario actief.

Aby wybrać inny scenariusz, naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 6 sekund. Naciskaj  zgodnie ze instrukcją, by przewijać scenariusze, aż zostanie podany żądany scenariusz. Aby zapisać wybrany scenariusz, wyłącz urządzenie AED Trainer 3, naciskając przycisk . Po następnym włączeniu urządzenia AED Trainer 3 wybrany scenariusz będzie aktywny.



NO **Scenariokoder**
A = sjokksikker rytme
B = ikke-sjokksikker rytme
C = problem med elektrodene registrert
D = HLR først-protokoll startet

SV **Scenariokoder**
A = Defibrillerbar rytme
B = Ikke-defibrillerbar rytme
C = Elektrodproblem upptäckt
D = HLR först-protokoll startat


DA **Scenarietkoder**
A = Stødbar rytme
B = Ikke-stødbar rytme
C = Elektrodeproblem registreret
D = HLR første protokol initieret

FI **Tilannekoodit**
A = Defibrilloitava rytmi
B = Rytmii, jota ei voi defibrilloida
C = Elektrodivika havaittu
D = Peruselvytyksen ensin -protokolla aloitettu

NL **Scenariocodes**
A = Schokbaar ritme
B = Niet-schokbaar ritme
C = Probleem met elektroden ontdekt
D = Protocol Eerst reanimeren gestart

PL **Kody scenariuszy**
A = Rytm poddający się defibrylacji
B = Rytm niepoddający się defibrylacji
C = Wykryto problem z elektrodami
D = Zainicjowano protokół Rozpocznij od RKO

AED Trainer 3 Scenarios




AED Trainer 3




Quick Setup Guide



© 2022 Laerdal Medical AS. All rights reserved.



Manufactured in China for Laerdal Medical AS,
P.O. Box 377,
Tanke Svilandsgate 30,
4002 Stavanger, Norway



20-05998 Rev D

www.laerdal.com

