



Laerdal®
helping save lives



より効率的なCPRトレーニング

レサシアン® QCPR

レサシアン®QCPRは、医療従事者が実践で求められる最新ガイドラインに準拠した質の高いCPRスキルを確実に習得できるトレーニング環境を提供します。

QCPRテクノロジーにより、インストラクターと受講者がある場で評価・共有し、的確な振り返りを行うことで、トレーニングの質を向上させ、限られた時間の中でも、最大限の学習効果と確かなスキル向上を実現します。

Laerdal.com



レサシアン® QCPR

質の高いCPRトレーニングを提供するだけでなく、レサシアンQCPRは、その他のスキルをチームトレーニングに組み込むことを可能にします。オプションを取り入れることで、レサシアンQCPRは、除細動器の使用、気道管理、IV投与、および救助/外傷対応に関するチームトレーニングができるよう、アップグレードできます。

主なトレーニング機能

CPR

- 胸骨圧迫
- 人工呼吸
- 頭部後屈、顎先挙上
- フェイスシールド、ポケットマスク、バックバルブマスクによる換気

気道

- 人工呼吸による現実的な胸の挙上・下降
- セリック法
- 陽圧換気
- 気道閉塞
- 声門上器具 (挿管仕様)

脈拍

- 頸動脈 (手動)

除細動

- 実機の除細動の使用可能 (ShockLink™ 使用)
- パッド配置の自動検出
(AEDリンクトレーニングパッド・レーラダールAEDトレーナー使用)

その他

- 回転式瞳孔 (挿管仕様)
- 救助/外傷シミュレーション
(オプションのトラウマハードアーム/レッグ)
- ラテックスフリー
- 解剖学的ランドマーク
- Bluetooth Low Energy
- 充電式バッテリー

QCPRフィードバック

- 圧迫速度と深度
- リリース
- 正しい手の位置
- 適切な換気量

フィードバックデバイス

206-30001
SimPad® PLUS スキルレポーター

206-50050
SimPad® PLUS スキルレポーター
ライセンス



170-30050
スキルガイド



QCPR アプリ (無料)



オプション



150-10150
IV アーム (左)



090050
ブリーディング
コントロール
レッグ



312050
トラウマ
ハードアーム/
レッグ



312000
ハードアーム/
レッグ

品番情報

177-05350	レサシアンQCPR全身 LINK仕様
177-06350	レサシアンQCPR半身 LINK仕様
177-07350	レサシアンQCPR全身 挿管・LINK仕様
177-08350	レサシアンQCPR半身 挿管・LINK仕様

その他オプション

185-10050	ShockLink
185-50450	ZOLL ShockLink トレーニングアダプタ
185-50740	日本光電 ShockLink トレーニングアダプタ
170-50550	レサシアンスプリング (30kg, 60kg)
JSM38055-32	iPad 10.9インチ Wifi 32GB
JMK012	IV Pad Pro (静脈路確保トレーニング)

内容:

レサシアンQCPR LINK全身/半身本体、トローリーバッグ(全身)、トレーニングマット(全身)、キャリーバッグ兼トレーニングマット(半身)、コンプレッションスプリング50kg 装着済み、ワイプ(4)、重要事項説明書、ユーザーガイド、USBケーブルAC、AC電源アダプタUSB 2A、AEDスキン装着済み、エアウェイヘッド (挿管仕様)

レーラダール メディカル ジャパン株式会社

お問い合わせは
こちらから



情報は変更される場合があります。詳しくは Laerdal.com をご覧ください。 LMJ-MC-0237 | R00-2605

©2018 Laerdal Medical. QCPR is a registered trademark of Laerdal Medical. All rights reserved. #18-16787 Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.